



IDEEN & TECHNIK IN SCHAUMSTOFF

POLYFORM Kunststofftechnik
GmbH & Co. Betriebs KG



Lagerungshilfen
Medizinische Formpolster

04 – 05	BEINLAGERUNGSHILFEN
06 – 07	SITZKISSEN & FERSENRINGE
08 – 11	LAGERUNGSROLLEN
12 – 13	KOPFUNTERLAGEN
14	LAGERUNGSHILFEN & TISCHAUFLAGEN
15	ARMKISSEN
16	DREIECKE
17	RECHTECKE
18	KEILE
19	RUND- & RINGPLATTEN
20 – 22	LAGERUNGSHILFEN-SET
23	EINMALPRODUKTE
24	TRAININGSARTIKEL
25	BEZUGSSTOFFE & BESCHICHTUNGEN SONDERANFERTIGUNGEN
26	SKINFOAM

LAGERUNGSHILFEN

Beinlagerungshilfen



Beinhochlagerungsschiene 30° - breite Form

Abmessungen	90 x 26 x 20 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115016	4001363000283
	Skinfoam blau	115018	4001363000290
	Skinfoam violett (ET176)	128593	4001363003208
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125024	4001363002294
		125023	4001363002300
		127772	4001363002317
		127773	4001363002324




Beinhochlagerungsschiene 45° - breite Form

Abmessungen	72 x 26 x 20 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115020	4001363000306
	Skinfoam blau	117975	4001363002614
	Skinfoam violett (ET176)	128594	4001363003215
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125025	4001363002355
		125026	4001363002362
		127776	4001363002348
		127775	4001363002331




Beinlagerungsschiene flach - breite Form

Abmessungen	74 x 30 x 14 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	112827	4001363002621
	Skinfoam blau	115045	4001363000337
	Skinfoam violett (ET176)	128596	4001363003222
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125027	4001363002379
		125028	4001363002409
		107218	4001363002386
		127777	4001363002393




Beinlagerungsschiene flach - gerade Form

Abmessungen	67 x 22 x 10,5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115046	4001363000344
	Skinfoam blau	115047	4001363000351
	Skinfoam violett (ET176)	128597	4001363003239
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125029	4001363002430
		125030	4001363002447
		127780	4001363002423
		127779	4001363002416



**Beinlagerungsschiene "pius"
für Erwachsene**

Abmessungen	67 x 27 x 13 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam blau (ET176)	103797	4001363000979



**Beinlagerungsschiene "pius"
für Erwachsene, verlängerte Form**

Abmessungen	80 x 29 x 13 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam blau (ET176)	115268	4001363000412



**Beinlagerungsschiene "pius"
für Erwachsene, verkürzte Form**

Abmessungen	30 x 26,5 x 13 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam blau (ET176)	115265	4001363000405




**Beinlagerungsschiene "pius"
für Kinder**

Abmessungen	53 x 22 x 11 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam blau (ET176)	103798	4001363000986



Fersenstütze

Abmessungen	26,5 x 16 x 9 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam blau (ET176)	128591	4001363003239



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

LAGERUNGSHILFEN

Sitzkissen



Sitzkissen rund

Abmessungen	Ø 45 x 7 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115834	4001363000634
	Skinfoam blau	103796	4001363000993
	Skinfoam violett (ET176)	128598	4001363003246



Sitzkissen oval

Abmessungen	Ø 47 x 38 x 7 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115835	4001363000641
	Skinfoam blau	115836	4001363000658
	Skinfoam violett (ET176)	128599	4001363003253



Sitzkissen U-Form

Abmessungen	40 x 38 x 7 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115838	4001363000665
	Skinfoam blau	115839	4001363000672
	Skinfoam violett (ET176)	128600	4001363003260




Spreizkeil für Erwachsene

Abmessungen	38/15 x 30 x 20 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115048	4001363000368
	Skinfoam blau	115049	4001363000375
	Skinfoam violett (ET176)	128601	4001363003277



Spreizkeil für Kinder

Abmessungen	36/15 x 25 x 12 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115050	4001363000382
	Skinfoam blau	115052	4001363000399
	Skinfoam violett (ET176)	128602	4001363003284



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

30°-Seitenlagerungskeil beidseitig

Abmessungen	60 x 30 / 12 x 12 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115840 115841 128603	4001363000689 4001363000696 4001363003291

**30°-Seitenlagerungskeil beidseitig
mit Baumwoll-Cretonne Bezug**


Abmessungen	60 x 30 / 12 x 12 cm	Art.Nr.	UDI
Material	ET176	129846	4001363003901

**Fersenringe - Paar**

Abmessungen	Ø10 / 3 x 4 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115843 103813 128604	4001363000702 4001363001006 4001363003307

**Fersenringe - Paar**

Abmessungen	Ø15 / 5 x 4 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115844 115167 128605	4001363000719 4001363001013 4001363003314

**Fersenringe - Paar**

Abmessungen	Ø20 / 8 x 4 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115846 115168 128606	4001363000726 4001363001020 4001363003321



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

LAGERUNGSHILFEN

Lagerungsrollen



Lagerungsrolle

Abmessungen	Ø 10 x 25 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	PE-geprägt blau	103891	4001363000054
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	103892	4001363000078
		103893	4001363000061
		113016	4001363003185
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125035	4001363002157
		125034	4001363002164
		127517	4001363002560
		125033	4001363002140
Abmessungen	Ø 15 x 40 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	107471	4001363000085
		115269	4001363000429
		128607	4001363003338
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125037	4001363002195
		125038	4001363002201
		127754	4001363002171
		125036	4001363002539



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

Lagerungsrolle

Abmessungen	Ø 15 x 60 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115372	4001363000436
		115373	4001363000443
		128608	4001363003345
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	110702	4001363002584
		125040	4001363002607
		127889	4001363002591
		125039	4001363002577
Abmessungen	Ø 22 x 40 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	103897	4001363000092
		115374	4001363000450
		128609	4001363003352
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125042	4001363002232
		125043	4001363002249
		127759	4001363002218
		125041	4001363002225
Abmessungen	Ø 22 x 60 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	103898	4001363000108
		115170	4001363002836
		128610	4001363003369
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125046	4001363002270
		125047	4001363002287
		125044	4001363002256
		125045	4001363002263



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

LAGERUNGSHILFEN

Lagerungsrollen



Halbrolle


Abmessungen	Ø 15/7,5 x 40 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	PE-geprägt blau	103900	4001363000115
Material Farbe	Soft-PE violett	122092	4001363001549
Material Farbe	Skinfoam gelb	110954	4001363000122
	Skinfoam blau	115375	4001363000467
	Skinfoam violett (ET176)	128611	4001363003376
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	127739	4001363002003
		125048	4001363002210
		127738	4001363001990
		127736	4001363000139
		Abmessungen	Ø 22/11 x 40 cm
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	107236	4001363000153
		107235	4001363000146
		128612	4001363003383
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	127344	4001363002553
		127341	4001363002546
		127339	4001363000160
		127340	4001363002539



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

Dreiviertelrolle

Abmessungen	Ø 15/11 x 40 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115378	4001363000474
		111944	4001363001037
		128613	4001363003390
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125051	4001363002034
		125052	4001363002041
		127741	4001363000177
		125050	4001363002027
Abmessungen	Ø 15/11 x 60 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	111330	4001363000191
		111328	4001363000184
		128614	4001363003406
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125055	4001363002065
		125056	4001363002072
		125053	4001363000207
		125054	4001363002058
Abmessungen	Ø 22/16,5 x 40 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115380	4001363000481
		115381	4001363000498
		128615	4001363003413
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125058	4001363002102
		103019	4001363000214
		127745	4001363002089
		125057	4001363002096
Abmessungen	Ø 22/16,5 x 60 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115382	4001363000504
		115171	4001363001044
		128616	4001363003420
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125061	4001363002126
		125062	4001363002133
		125059	4001363000221
		125060	4001363002119



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.


LAGERUNGSHILFEN

Kopfunterlagen



Hinterkopfunterlage gerade für Erwachsene

Abmessungen	25 x 24,5 x 9,5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	103869	4001363000245
	Skinfoam blau	103870	4001363000238
	Skinfoam violett (ET176)	108005	4001363003017
Material Farbe	PE geprägt blau	100092	4001363000252



Hinterkopfunterlage für Erwachsene

Abmessungen	23 x 23,5 x 9 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Soft-PE violett	114997	4001363001556

Oberkanten gerundet



Hinterkopfunterlage gerundet für Erwachsene

Abmessungen	21,5 x 23 x 9,5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	107232	4001363001051
	Skinfoam blau	103874	4001363001068
	Skinfoam violett (ET176)	128617	4001363003437



Hinterkopfunterlage Polyprotect® für Erwachsene

Abmessungen	24 x 25 x 10 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Polyprotect blau	103873	4001363000276



Hinterkopfunterlage Polyprotect® für Erwachsene für den OP Bereich (viscoelastisch/antistatisch leitfähig)


Abmessungen	24 x 25 x 10 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Polyprotect schwarz	103872	4001363002652



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

**Kopfunterlage für Erwachsene
beidseitige Lagerung inkl. Ausschnitte für Tubus**

Abmessungen	40 x 32 x 10 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115745 103876 128618	4001363000528 4001363001082 4001363003444




**Kopfunterlage / Bauchlage Polyprotect®
für Erwachsene**

Abmessungen	22,5 x 22 x 11,5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Polyprotect blau	115068	4001363002669



**Hinterkopfunterlage gerade
für Kinder**

Abmessungen	21,5 x 23 x 7 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	114566 107583 128619	4001363002645 4001363000269 4001363003451



**Hinterkopfunterlage oben gerundet
für Kinder**

Abmessungen	21,5 x 23 x 7 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115744 103875 128621	4001363000511 4001363001075 4001363003468



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

LAGERUNGSHILFEN

Tischauflagen




Lagerungshilfe Rückenlage

Abmessungen	40 x 25 x 12 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	108350 109630 108072	4001363001099 4001363001105 4001363003161
Abmessungen	53 x 34 x 14 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	103821 115751 108074	4001363221112 4001363000740 4001363003178



Lagerungshilfe Seitenlage

Abmessungen	60 x 30 x 13 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	122487 109632 128622	4001363002676 4001363001129 4001363003475



Tischauflage

Abmessungen	180 x 60 x 3 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Kunstleder jade schwarz	125090 125088	4001363002478 4001363002454
Reißverschluss aus Kunststoff	ocean weiß (ET176)	125091 125089	4001363002485 4001363002461
Abmessungen	200 x 60 x 3 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Kunstleder jade schwarz	125085 113945	4001363002508 4001363002492
Reißverschluss aus Kunststoff	ocean weiß (ET176)	125087 125086	4001363002522 4001363002515



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

Armkissen mit Mulde

Abmessungen	30 x 15 x 12/4 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	113760	4001363001136
	Skinfoam blau	115773	4001363000573
	Skinfoam violett (ET176)	128623	4001363003482
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	127653	4001363001891
		125063	4001363001907
		127647	4001363001808
		127652	4001363001884

**Armkissen mit Mulde**

Abmessungen	45 x 15 x 13/5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	113762	4001363001143
	Skinfoam blau	103827	4001363001150
	Skinfoam violett (ET176)	128624	4001363003499
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	127656	4001363001839
		127659	4001363001877
		127655	4001363001853
		127658	4001363001860

**Armkissen mit Mulde**

Abmessungen	60 x 15 x 13/5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115775	4001363000566
	Skinfoam blau	115776	4001363000580
	Skinfoam violett (ET176)	128625	4001363003505
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125066	4001363001938
		125067	4001363001945
		127733	4001363001914
		125065	4001363001921

**Armkissen ohne Mulde**

Abmessungen	30 x 15 x 12/4 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	PE-geprägt blau	103829	4001363000009
Material Farbe	Skinfoam gelb	127948	4001363002683
	Skinfoam blau	110053	4001363002690
	Skinfoam violett (ET176)	128627	4001363003512
Material Farbe	Schaum mit Kunstlederbezug jade schwarz ocean weiß (ET176)	125069	4001363001976
		125070	4001363001983
		125068	4001363001952
		127735	4001363001969



LAGERUNGSHILFEN

Dreiecke



Dreieck

Abmessungen	60 x 25 x 12,5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	112193	4001363001167
	Skinfoam blau	107226	4001363001174
	Skinfoam violett (ET176)	108062	4001363003123



Dreieck

Abmessungen	36 x 24 x 12 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	112191	4001363001181
	Skinfoam blau	107224	4001363001198
	Skinfoam violett (ET176)	108064	4001363003130



Dreieck

Abmessungen	24 x 18 x 12 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	PE-geprägt blau	103833	4001363001204
Material Farbe	Skinfoam gelb	103835	4001363001211
	Skinfoam blau	103836	4001363001228
	Skinfoam violett (ET176)	108067	4001363003147
Material Farbe	Polyprotect* blau	110038	4001363001822



Dreieck

Abmessungen	18 x 10 x 5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	PE-geprägt blau	103838	4001363001235
Material Farbe	Skinfoam gelb	103840	4001363001242
	Skinfoam blau	103841	4001363001259
	Skinfoam violett (ET176)	108068	4001363003154



Dreieck

Abmessungen	24 x 18 x 12 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Soft-PE violett	122094	4001363001525


Oberkanten gerundet



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

Rechteck


Abmessungen	36 x 24 x 3 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115783	4001363000559
	Skinfoam blau	110654	4001363001266
	Skinfoam violett (ET176)	108018	4001363003024

**Rechteck**

Abmessungen	36 x 24 x 5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	PE-geprägt blau	103845	4001363001273
	Skinfoam gelb	110976	4001363001280
Material Farbe	Skinfoam blau	110036	4001363001297
	Skinfoam violett (ET176)	103846	4001363003000

**Rechteck**

Abmessungen	18 x 24 x 3 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115786	4001363000597
	Skinfoam blau	110008	4001363001303
	Skinfoam violett (ET176)	108031	4001363003048

**Rechteck**

Abmessungen	18 x 24 x 5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	PE-geprägt blau	103849	4001363001310
	Skinfoam gelb	103850	4001363001327
Material Farbe	Skinfoam blau	103851	4001363001334
	Skinfoam violett (ET176)	108053	4001363003086
Material Farbe	Polyprotect® blau	115201	4001363001785

**Rechteck**

Abmessungen	18 x 24 x 5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Soft-PE violett	122093	4001363001518

Oberkanten gerundet



LAGERUNGSHILFEN

Keile




Keil

Abmessungen	15° 36 x 24 x 7/1 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	107809 110940 108028	4001363001341 4001363001358 4001363003031




Keil

Abmessungen	15° 18 x 28 x 8/1 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	PE-geprägt blau	103855	4001363001365
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115795 103856 108057	4001363000603 4001363001372 4001363003093



Keil

Abmessungen	15° 18 x 24 x 7/1 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	PE-geprägt blau	103858	4001363001389
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	110979 103859 108033	4001363001400 4001363001396 4001363003055
Material Farbe	Polyprotect® hellblau	115797	4001363000610



Keil


Abmessungen	20° 18 x 28 x 10/1 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	115799 110651 108044	4001363000627 4001363001419 4001363003062



Keil

Abmessungen	15° 18 x 24 x 7/1 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Soft-PE violett	114999	4001363001532


Oberkanten gerundet



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

Rundplatte

Abmessungen	Ø 15 x 4 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	115807	4001363000535
	Skinfoam blau	115815	4001363000542
	Skinfoam violett (ET176)	108058	4001363003109




Rundplatte

Abmessungen	Ø 22 x 5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	PE-geprägt blau	103861	4001363001426
	Skinfoam gelb Skinfoam blau Skinfoam violett (ET176)	103862	4001363001433
103863		4001363001440	
108060		4001363003116	



Ringplatte

Abmessungen	Ø 22 x 5 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	Skinfoam gelb	103864	4001363001457
	Skinfoam blau	103865	4001363001464
	Skinfoam violett (ET176)	108051	4001363003079



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.



Lagerungshilfenset 10-teilig
Komplett mit Kunststoffkoffer

Material Farbe	PE-geprägt blau	109633	4001363002706
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau (ET176)	110913 113577	4001363000030 4001363000047

Artikel 113577 - Skinfoam blau
bestehen aus folgenden Artikeln:

1 x 103863	Rundplatte	22 x 5 cm
1 x 103865	Ringplatte	22 x 5 cm
1 x 103893	Rolle	10 x 25 cm
1 x 103851	Rechteck	18 x 24 x 5 cm
2 x 103836	Dreieck 45°	18 x 24 x 12 cm
2 x 103841	Dreieck 45°	18 x 10 x 5 cm
2 x 103859	Keil 15°	18 x 24 x 7/1 cm
komplett im Kunststoffkoffer		

Artikel 109633 - geprägt blau
besteht aus folgenden Artikeln:

1 x 103829	Armkissen	30 x 15 x 12/4 cm
1 x 103845	Rechteck	36 x 24 x 5 cm
1 x 103855	Keil 15°	18 x 28 x 8/1 cm
1 x 103858	Keil 15°	24 x 18 x 7/1 cm
2 x 103833	Dreieck 45°	24 x 18 x 12 cm
2 x 103838	Dreieck 45°	18 x 10 x 5 cm
2 x 103849	Rechteck	24 x 18 x 5 cm
komplett im Kunststoffkoffer		



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

Lagerungshilfenset 11-teilig
Komplett mit Kunststoffkoffer

Material Farbe	PE-geprägt blau	109034	4001363001471
Material Farbe	Skinfoam gelb Skinfoam blau (ET176)	114841 109631	4001363001488 4001363001495

Artikel 109631 - Skinfoam blau
bestehen aus folgenden Artikeln:

1 x 103863	Rundplatte	22 x 5 cm
1 x 103865	Ringplatte	22 x 5 cm
1 x 103893	Rolle	10 x 25 cm
1 x 103851	Rechteck	18 x 24 x 5 cm
2 x 103836	Dreieck 45°	18 x 24 x 12 cm
2 x 103841	Dreieck 45°	18 x 10 x 5 cm
2 x 103859	Keil 15°	18 x 24 x 7/1 cm
1 x 103870	Hinterkopfunterlage	25 x 24,5 x 9,5 cm
komplett im Kunststoffkoffer		

Artikel 109034 - geprägt blau
besteht aus folgenden Artikeln:

1 x 103829	Armkissen	30 x 15 x 12/4 cm
1 x 103845	Rechteck	36 x 24 x 5 cm
1 x 103855	Keil 15°	18 x 28 x 8/1 cm
1 x 103858	Keil 15°	24 x 18 x 7/1 cm
2 x 103833	Dreieck 45°	24 x 18 x 12 cm
2 x 103838	Dreieck 45°	18 x 10 x 5 cm
2 x 103849	Rechteck	24 x 18 x 5 cm
1 x 100092	Hinterkopfunterlage	25 x 24,5 x 9,5 cm
komplett im Kunststoffkoffer		



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

LAGERUNGSHILFEN

Lagerungshilfenset



Lagerungshilfenset 8-teilig Komplett mit Kunststoffkoffer

Material Farbe	Soft-PE violett	122770	4001363001501
-------------------	--------------------	--------	---------------

Artikel 122770 – Soft-PE violett
bestehen aus folgenden Artikeln:

1 x 122092	Halbrolle	Ø 15/7,5 x 40 cm
2 x 122093	Rechteck	18 x 24 x 5 cm
2 x 122094	Dreieck 45°	24 x 18 x 12 cm
2 x 114999	Keil 15°	18 x 24 x 7/1 cm
1 x 114997	Hinterkopfunterlage-gerundet	25 x 24,5 x 9,5 cm
komplett im Kunststoffkoffer		



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.


Hodenbänke | 4 Stück

Abmessungen	13 x 11 x 8 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	ET127 blau	132248	4001363004939




Fuß- & Ellenbogenschutz

		Art.Nr.	UDI
Material Farbe	ET127 blau	132249	4001363004946




30° Seitenlagerungskeil - beidseitig

Abmessungen	60 x 30/12 x 12 cm	Art.Nr.	UDI
Material Farbe	ET127 blau	103811	4001363004984



Noppenauflage

Material Farbe	ET127 blau	Art.Nr.	UDI
Abmessungen	60 x 60 x 5 cm	103922	4001363004953
Abmessungen	90 x 60 x 5 cm	103923	4001363004968
Abmessungen	195 x 90 x 5 cm	103924	4001363004977



Fersenringe - Paar

Material Farbe	ET127 blau	Art.Nr.	UDI
Abmessungen	10/3 x 4 cm	132250	4001363004991
Abmessungen	15/5 x 4 cm	132251	4001363005004
Abmessungen	20/8 x 4 cm	132252	4001363005011



Fachhandelseinkaufspreise netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt.

TRAININGSARTIKEL

universell anwendbar für Sport,
Freizeit und Trainingsaktivitäten



Polyform-Relax Rolle

Abmessungen	Ø 6 x 9 cm	Art.Nr.
Material Farbe	Relax 36 sehr weich, gelb	103883
Material Farbe	Relax 38 weich, rosa	103884
Material Farbe	Relax 41 mittel, blau	103885



Bälle | 10er-Pack

Abmessungen	Ø 7 cm	Art.Nr.
Material Farbe	Kaltschaum gelb	103886




Rollen | 10er-Pack

Abmessungen	Ø 6 x 9 cm	Art.Nr.
Material Farbe	Kaltschaum gelb	103887



Grifftrainer | 10er-Pack

Material Farbe	Polyethylen gemischt	112080
Material Farbe	Polyethylen weich (rot)	103888
Material Farbe	Polyethylen fest (blau)	103889



Griff-Verdickungen Polyethylen

Menge Farbe	10er-Pack weiß	103890
Menge Farbe	25er-Pack weiß	115824



Fachhandelseinkaufspreis netto pro Stück/Pack zzgl. gesetzl. MwSt.

keine Medizinprodukte gem. Verordnung (EU) 2017/745


Baumwolle, weiß



Kunstleder, weiß



Kunstleder, schwarz




Kunstleder, jade



Kunstleder, ocean



Skinfoam, gelb



Skinfoam, blau




Skinfoam, violett




SONDERANFERTIGUNGEN

Individuelle Formpolster (ab 1 Stück)


Typ: F-Keil




Typ: Z-Keil




Typ: Halbrolle




Typ: H-Dreieck



Typ: U-Dreieck



Typ: Rechteck



Bitte geben Sie den gewünschten Typ, die dazugehörigen Abmessungen, die Schaumstoffqualität, die Oberfläche sowie die Menge an.

SKINFOAM-BESCHICHTUNG

Beschreibung & Pflegeanleitung



Beschreibung

Hierbei handelt es sich um eine Kunststoffbeschichtung, die dünn auf den Schaumstoff aufgetragen wird, so dass eine Oberfläche entsteht, die feucht abwischbar und desinfizierbar ist. Die Oberfläche ist jedoch nicht wasserdicht und hat je nach Beanspruchung eine begrenzte Lebensdauer.

Grundsätzlich können alle Schaumstoffqualitäten beschichtet werden, wir raten jedoch davon ab, z.B. Verbundschaumstoffe zu beschichten.

Bei Schaumstoffqualitäten mit einer „unebenen“ Oberfläche sieht die Beschichtung unschön aus. Weiterhin wird von der Beschichtung viscoelastischer Schaumstoffe abgeraten, da diese sehr schnell an den Kanten/Ecken „brechen“.

Bei normalen Polyurethan- oder Polyethylenschaumstoffen steht einer Beschichtung nichts im Wege. Jedoch ist zu erwähnen, dass die Beschichtung von Polyethylen-Oberflächen kostspieliger ist, da die Oberflächen vorbehandelt werden müssen.


Preise nach Aufwand! Bitte fragen Sie die zu beschichtenden Schaumstoff-Oberflächen mit Angabe von Größe (ggf. Skizze) und der entsprechenden Schaumstoffqualität (PE oder PU) separat an!

Standardfarben: gelb, blau (röntgenfähig), violett

Weiterhin liegt unsere Skinfoam-Pflegeempfehlung diesem Infoblatt bei.

Material:

Skinfoam - Beschichtung
(100% Polyurethan Kunststoffbeschichtung)



Vorteile:

- > haut- und patientenfreundliche Polyurethanbeschicht
- > strapazierfähige Oberfläche
- > Sonderanfertigungen sind möglich

Röntgenfähigkeit:

- > Standardfarben: gelb und blau

Farben:

- > Standardfarbe gelb und blau für den Röntgenbereich

Pflege:

- > feucht abwischbar; Flächendesinfektion


Desinfektion:


unverdünnt Antifect Liquid (Schülke & Mayr)

ACHTUNG:

Das Material ist feuchtigkeitsabweisend, jedoch nicht absolut flüssigkeitsdicht.

Sie sollten aus diesem Grund Stauansätze unbedingt vermeiden, um so die Lebensdauer Ihres POLYFORM-Produktes zu verlängern. Weiterhin kann eine 100 %-ige Reinigung von einzelnen Substanzen (Blut, Sekrete etc.) nicht gewährleistet werden.





**POLYFORM Kunststofftechnik
GmbH & Co. Betriebs KG**
Braasstraße 15, D- 31737 Rinteln
Tel.: +49 (0) 57 51 / 40 08-600
Fax: +49 (0) 57 51 / 40 08-699
med.formpolster@polyform.de
www.polyform.de